### 病理組織固定用

医薬用外劇物

# 小容量中性緩衝ホルマリン液

試薬調整・小分け作業が必要なく、検体の取り扱いがしやすい広口容器を採用しています。

ホルマリン濃度として 10%·20%の 2 種類を、又、試薬量は 20ml (容器: 40ml 用) と 40ml (容器: 70ml 用) を規格としてご用意しています。



### 品番·規格

品 番	品 名	試薬量	入り数	価 格
NBF 00001	10%中性緩衝ホルマリン液	20 ml	50 <del>/</del>	¥16,000
NBF 00002	10%中性緩衝ホルマリン液	40 ml	50 ⁄r	¥18,000
NBF 00005	20%中性緩衝ホルマリン液	20 ml	50 <del>/</del>	¥16,000
NBF 00006	20%中性緩衝ホルマリン液	40 ml	50 ⁄r	¥18,000

以上の価格は本体価格(税別)です

容器サイズ: 20ml用 · · · 容量 40ml 38.5 φ(本体外径) x 57.6mm(H)

40ml 用 · · · 容量 70ml 44φ(本体外径) x 75mm(H)

本品はホルマリン原液(37%ホルムアルデヒド溶液)をリン酸緩衝液で、各濃度に調整しています。 ホルムアルデヒド濃度は以下の通りです。

10%中性緩衝ホルマリン液	約 3.7%
20%中性緩衝ホルマリン液	約 7.4%

### その他の規格

品 番	品 名	規 格	価 格
NBF 000011	10%中性緩衝ホルマリン液	500mLx30	¥26,000
NBF 000012	10%中性緩衝ホルマリン液	3L×5	¥13,500
NBF 000013	10%中性緩衝ホルマリン液	18L	¥12,000
NBF 000019	20%中性緩衝ホルマリン液	18L	¥12,000

以上の価格は本体価格(税別)です



## 病理組織固定用

医薬用外劇物

## マスクドホルム

ホルマリン臭を抑えた製品です。ホルマリン水溶液として 10%(A)・20%(2A)・50%(B)の3濃度をご用意しております。(小容量タイプは A(pH)・2A(pH)のみです)組織固定液としてご利用いただけます

### 小容量タイプ

#### 容器は 中性緩衝ホルマリンタイプと同じ容器を使用しています

品 番	品 名	試薬量	入り数	価 格
NTS 00160	マスクドホルム A(pH)液	20 ml	50 ケ	¥17,500
NTS 00161	マスクドホルム A(pH)液	40 ml	50 ケ	¥19,000
NTS 00162	マスクドホルム 2A(pH)液	20 ml	50 ケ	¥17,500
NTS 00163	マスクドホルム 2A(pH)液	40 ml	50 ケ	¥19,000

以上の価格は本体価格(税別)です

A:ホルムアルデヒド約 3.7%含有

10%ホルマリン液に相当

2A:ホルムアルデヒド約7.4%含有

20%ホルマリン液に相当

B:ホルムアルデヒド約 18%含有

50%ホルマリン液に相当

(pH):pH 調整品

pH7.2-7.6 に調整しています

### 通常規格品

品 番	品 名	規 格	価 格
NTS 00101	マスクドホルム A3 液	3Lx5	¥ 13,500
NTS 00107	マスクドホルム A3(pH)液	3Lx5	¥ 15,000
NTS 00105	マスクドホルム 2A3 液	3Lx5	¥ 13,500
NTS 00109	マスクドホルム 2A3(pH)液	3Lx5	¥16,000
NTS 00151	マスクドホルム A0.5 液	500mLx30	¥ 26,000
NTS 00154	マスクドホルム A0.5(pH)液	500mLx30	お問合せ
NTS 00152	マスクドホルム 2A0.5 液	500mLx30	¥ 26,000
NTS 00155	マスクドホルム 2A0.5(pH)液	500mLx30	お問合せ
NTS 00102	マスクドホルム A18 液	18Lx1	¥12,000
NTS 00108	マスクドホルム A18(pH)液	18Lx1	¥ 13,000
NTS 00106	マスクドホルム 2A18 液	18Lx1	¥12,000
NTS 00110	マスクドホルム 2A18(pH)液	18Lx1	¥ 13,500
NTS 00104	マスクドホルム B18 液	18Lx1	¥ 18,000
NTS 00112	マスクドホルム B18(pH)液	18Lx1	¥ 19,500

取り扱い等は法規制に従って行なって下さい。

以上の価格は本体価格(税別)です

販売元

## ●●日本ターナー株式会社

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 1-11-11 tel:06-6393-4710(代) fax:06-6393-4720

e-mail: support@japantanner.co.jp http://www.japantanner.co.jp 代理店